

Especificações técnicas

Tecnologia	Estimulação muscular bioelétrica direta
Frequência de operação	4000 Hz
Densidade de Corrente Máxima	0,176mA/cm ²
Densidade máxima de energia	0,0089 W/cm ² @ 2 Ohms
Dimensões	35,6 cm L X 101,6 cm A X 44,5 cm P
Peso Consola	72 libras
Voltagem:	Voltaje: 240-100 VAC @ 60/50 Hz P
Potência:	75 VA



truSculpt® fleX

medicinelaser
BRASIL

remodelação
muscular
personalizada




CUTERA[®]
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

medicinelaser
BRASIL

brasil@medicinelaser.com
+55 11 98389-3307
www.medicinelaser.com.br

CUTERA[®]
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS



truSculpt® flex

As possibilidades são emocionantes

Expanda os recursos de sua prática com truSculpt®flex, um dispositivo de escultura músculos oferecendo tratamentos personalizados com base no nível de condicionamento físico, forma e forma do paciente.


Apenas o truSculpt flex com estimulação multidirecional (MDS) oferece 3 opções de tratamento exclusivas, cobrindo a maior área de tratamento da indústria de escultura corporal.



Tecnologia truControl™

Fornecimento de energia direcionado, seletivo e personalizável

Tratamento completo de remodelação muscular.



Canal direto de energia entregue a um músculo específico para desenvolver resistência muscular, força e massa.



Personalizado e Seletivo

- Personalize o número e a localização das peças de mão
- Adapte o tratamento ao nível de condicionamento físico, forma e objetivos do paciente
- Trate confortavelmente grandes e pequenos grupos musculares



Trata 8 áreas simultaneamente

- Fornece uma solução completa de tonificação muscular sem tempo de inatividade
- Atinge com precisão vários grupos musculares independentes



Oferece 3 modos de tratamento

- Oferece 3 treinos replicando ações intensificadas de torção, agachamento e abdominais
- Constrói resistência muscular, aumenta a força do núcleo, constrói novas fibras musculares, aumenta a taxa metabólica basal




Oferece alto desempenho e ROI

- Trate com eficiência mais áreas por sessão
- Aumente a receita com alta satisfação do paciente.

Estimulação multidirecional patenteada (MDS)

Não como os outros dispositivos de estimulação muscular que fornecem energia não específica ou de direção única, o truSculpt flex oferece três modos de tratamento para melhorar os resultados e a eficácia.



Modo Prep

Crie um movimento de torção para aquecer, alongar os músculos e, lentamente, construir uma tolerância às contrações musculares.

Modo Tone

Contraia os músculos, segure-os até a exaustão e depois relaxe-os para aumentar a força e melhorar a resistência.

Modo Sculpt

Contrações musculares rápidas, profundas e sequenciais para construir massa muscular e aumentar a taxa metabólica basal (TMB).