



Especificações técnicas


Tecnologia	Radiofrequência monopolar (RF)
Frequência	1 MHz / 2 MHz
Potência máxima	150 W / 300 W
Área de tratamento	16 cm ² / Até 300 cm ²
Dimensões	35,6 cm L x 105,4 cm A x 44,5 cm P
Peso	86 lbs
Voltagem: Potência:	100 VAC -240 VAC 50/60 Hz 2000 VA



Base 12 semanas após o tratamento



Medição de ultrassom: 2,9 mm redução de gordura ou 26%.
Fotos cortesia de Ashish Bhatia, M.D.



medicinelaser
BRASIL

brasil@medicinelaser.com
+55 11 98389-3307
www.medicinelaser.com.br

truSculpt[®] iD
SCULPT YOUR BEST BODY

medicinelaser
BRASIL

Modelagem
Corporal
Personalizada:
a próxima evolução

CUTERA[®]



Inovação que faz a diferença

truSculpt® iD é a mais recente tecnologia em modelagem corporal: oferecendo a você solução para revolucionar sua prática.

Esta poderosa plataforma de RF monopolar não invasiva é adaptada às necessidades individuais do paciente e apresenta controle de temperatura em tempo real para resultados clinicamente comprovados, segurança e experiência do paciente. O truSculpt® iD trata toda a camada de gordura, resultando em uma redução de 24% na espessura da gordura. Oferece versatilidade única de peça de mão e localização de colocação e protocolos personalizados de 15 minutos para tratar um abdômen inteiro ou várias áreas do corpo simultaneamente.

Resultados comprovados

- Redução média de 24% de gordura
- Resultados clinicamente comprovados para destruição permanente das células de gordura
- Controle de temperatura em tempo real para resultados consistentes

Experiência ideal

- Protocolos de tratamento rápidos de 15 minutos
- Flexibilidade de mãos livres e portáteis
- Segurança melhorada
- Alta satisfação do paciente

Soluções personalizadas

- Várias áreas do corpo tratadas simultaneamente
- Versatilidade do paciente e do tratamento
- Protocolos de tratamento personalizados

Todo mundo tem seu próprio ID corpo

O truSculpt® iD oferece modelagem corporal personalizada que permite que você forneça uma solução para seus pacientes alcançarem sua melhor forma de forma consistente e com confiança.



Protocolos personalizados

- Esculpir áreas desafiadoras
- Projetado para áreas grandes e pequenas
- Áreas de tratamento sincronizado



Abordagem individualizada

- Os protocolos correspondem aos resultados desejados
- Configurações de tratamento flexíveis
- Abordagem única para tratar várias densidades de gordura, pele flácida e todos os tipos de pele



Experiência excepcional

- Desconforto mínimo
- Sem tempo de inatividade
- Retome imediatamente atividades normais

Design inteligente

O design elegante do truSculpt® iD permite que os médicos naveguem e operem facilmente o dispositivo.



Opções abrangentes de peças de mão Maximize os resultados

- 6 PM Libres MHz 40 cm²
- 1 PM 2 MHz 40 cm²
- 1 PM pequena 1 MHz 16 cm²



Interface de estação de trabalho intuitiva

- Fácil de usar
- Curva de aprendizado rápida



Conforto do paciente controlado


- Segurança melhorada
- Experiência positiva do paciente

Tecnologia poderosa


O truSculpt® iD fornece tecnologia RF inovadora que fornece resultados clinicamente comprovados para expandir seus negócios de modelagem corporal.



RF Monopolar de 2 MHz: A tecnologia patenteada de baixa frequência e distribuição uniforme da Cutera penetra profundamente para tratar toda a camada de gordura, da pele ao músculo.



Controle de temperatura em tempo real: a temperatura da pele é monitorada continuamente e a entrega de energia se ajusta automaticamente para atingir e manter uma temperatura terapêutica de 45°C na gordura, mantendo uma temperatura da pele de 3-4°C mais fria^{2,3}.



12 semanas após o tratamento com truSculpt® iD: redução média de 24% de gordura.